


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Pera de oído.
Marca:	Tresor.
Material:	Goma / Caucho.
Color:	Rojo y naranja.
Tamaño:	Ver especificaciones del producto.
Presentación:	Venta por unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	La pera goma se usa como jeringa de oído con el fin de realizar lavados del canal auditivo externo y así mantenerlo permeable. Previo a un lavado de oído, la persona debe hacer tratamiento de 2 a 3 días con agua oxigenada diluida para soltar el cerumen, después de esto el paciente procederá con los lavados y aspiraciones repetidas hasta dejar el canal auditivo limpio.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto reutilizable. Posterior a uso, lavar con agua y jabón neutro.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Adaptable:	Sí: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
Hipoalergénico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Respirable:	Sí: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>	Resistente al aceite:	Sí: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
- Grosor mínimo: 1,2 mm								

ESPECIFICACIONES PRODUCTO


Código Interno	Largo	Ancho	Color
AAPERA02	8 cm ± 0,2	4 cm ± 0,2	Rojo
AAPERA04	10 cm ± 0,2	5,6 cm ± 0,2	Naranja
AAPERA06	10,5 cm ± 0,2	6 cm ± 0,2	Rojo
AAPERA08	15 cm ± 0,2	7 cm ± 0,2	Rojo
AAPERA10	16 cm ± 0,2	8 cm ± 0,2	Rojo
AAPERA12	17,5 cm ± 0,2	10 cm ± 0,2	Rojo

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con la siguiente certificación:

- ISO 9001.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA



Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.



✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl