



**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

<b>Nombre:</b>	Guante látex quirúrgico estéril sin polvo.
<b>Marca:</b>	Top Glove.
<b>Material:</b>	Látex natural de alta calidad.
<b>Color:</b>	Blanco Natural.
<b>Tallas:</b>	6, 6½, 7, 7½, 8, 8½.
<b>Presentación:</b>	50 pares x caja. Cada par en sobre estéril.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Función:</b>	Los guantes quirúrgicos de látex estéril sin polvo son una excelente barrera física para el usuario, ofrece un calce cómodo y flexible durante horas en un pabellón y/o procedimiento estéril. Posee una tecnología sin polvo acorde al Warning de la FDA lo que permite al usuario usar látex sin que esta proteína se impacte en el estrato córneo de la piel y produzca dermatitis de contacto. Se usa en área clínica, hospitalaria y laboratorios.		
<b>Libre de Látex:</b>	No.	<b>Estéril:</b>	Sí, en rayos gamma.
<b>Polvo:</b>	No.		
<b>Componente del polvo:</b>	Contiene polvo residual (almidón de maíz).		
<b>Vigencia:</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
<b>Almacenamiento:</b>	Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C.		
<b>Uso:</b>	Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>		

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

<b>Anatómico:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	<b>Microtexturado:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	<b>Resistente:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
<b>Suave:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	<b>Flexible:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	<b>Elasticidad:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos. Con textura suave que permite un calce cómodo.  
 - Microtexturado en dedos, palmas y puños. Es elástico y muy flexible.  
 - Producto disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos. Al no tener polvo no existe un transportador que conduzca la proteína del látex a la piel o al sistema respiratorio del usuario.  
 Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2 mg de almidón de maíz x unidad".  
 Reutter a través de Top Glove trabaja con menos de 1 mg de polvo x guante, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada.  
**Referencia Warning FDA, enero 2017.**

**PROPIEDADES FÍSICAS**

<b>Cont. Humedad:</b>	Bajo 0,8% x unidad			<b>Elongación al quiebre:</b>	Mínimo 750%
<b>Largo:</b>	Mínimo 300 mm			<b>Resistencia a la tracción:</b>	Mínimo 24 (MPa)
<b>Grosor mínimo:</b>	<b>Dedo</b>	<b>Palma</b>	<b>Puño</b>	<b>Proteína:</b>	Menos de 200 ug/dm <sup>2</sup>
	0,16 mm	0,14 mm	0,13 mm	<b>Polvo:</b>	Menos de 1mg de polvo x guante



Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

**www.reutter.cl**

**ESPECIFICACIONES PRODUCTO**

Código Interno	Talla	Ancho de palma	Largo	Espesor dedo	Peso
ACGQULP1	6	77 mm ± 0,2	310 mm ± 0,2	0,16 mm ± 0,01	20,5 gr ± 0,2
ACGQULP2	6½	83 mm ± 0,2	300 mm ± 0,2	0,116 mm ± 0,01	21 gr ± 0,2
ACGQULP3	7	89 mm ± 0,2	300 mm ± 0,2	0,16 mm ± 0,01	22 gr ± 0,2
ACGQULP4	7½	95 mm ± 0,2	300 mm ± 0,2	0,16 mm ± 0,01	23,5 gr ± 0,2
ACGQULP5	8	102 mm ± 0,2	310 mm ± 0,2	0,17 mm ± 0,01	24,5 gr ± 0,2
ACGQULP6	8½	108 mm ± 0,2	300 mm ± 0,2	0,21 mm ± 0,01	26 gr ± 0,2

**CERTIFICACIONES**

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- GMP: Certificado de buenas prácticas de manufactura.
- ISO 13485-2016.
- ISO 9001.
- NCH 2173 of 1991.
- EC Certificate production quality assurance system.
- Free sale certificate.
- Certificado FDA
- Registro instituto salud publica (ISP): DM 447/17.


**DESCRIPCIÓN GRÁFICA**


Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ [contacto@reutter.cl](mailto:contacto@reutter.cl)

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

[www.reutter.cl](http://www.reutter.cl)